


### FLACONS 1/4 DE TOUR

#### Flacons Verre / Glass Vial



Référence	C4000-1	C4000-2	C4000-1W	C4000-2-W	C4000-9	C4000-9A	1109 0999
Description	Flacon 2 ml transparent	Flacon 2 ml ambré	Flacon 2 ml transparent avec label de marquage	Flacon 2 ml ambré avec label de marquage	Flacon 1,5 ml transparent avec réservoir de 30 µl	Flacon 1,5 ml ambré avec réservoir de 30 µl	Flacon de 1,5 ml avec un insert de 200 µl en verre avec label de marquage

#### Inserts en verre / Glass Insert



Référence	C4010-630	C4010-629L	C4011-631
Description	Insert de 200 µl avec ressort plastique	Insert de 200 µl sans ressort	Insert de 200 µl fond plat

Description	Référence	Description	Référence
-------------	-----------	-------------	-----------

#### Inserts en polypropylène / Polypropylene Insert

Insert de 200 µl avec ressort plastique	C4010-630P	Insert de 200 µl sans ressort	C4010-629P
Insert de 200 µl fond plat	C4011-631P		

#### Bouchons / Caps

Bouchon bleu	C4000-98B
Bouchon vert	C4000-98G
Bouchon rouge	C4000-98R
Bouchon jaune	C4000-98Y

#### Joint / Septa

Joint butyl / téflon	C4000-30
Joint silicone / téflon	C4000-60
Joint téflon / silicone / téflon	C4000-40

#### Bouchons préassemblés avec joint / Target with septa

Bouchon bleu avec joint butyl / téflon	C4000-51B	Bouchon bleu avec joint silicone/ téflon	C4000-54B
Bouchon vert avec joint butyl / téflon	C4000-51G	Bouchon vert avec joint silicone / téflon	C4000-54G
Bouchon rouge avec joint butyl / téflon	C4000-51R	Bouchon rouge avec joint silicone / téflon	C4000-54R
Bouchon jaune avec joint butyl / téflon	C4000-51Y	Bouchon jaune avec joint silicone / téflon	C4000-54Y

Bouchon bleu avec joint téflon / silicone/ téflon	C4000-53B	Bouchon vert avec joint téflon / silicone / téflon	C4000-53G
Bouchon rouge avec joint téflon / silicone / téflon	C4000-53R	Bouchon jaune avec joint téflon / silicone / téflon	C4000-53Y