


FLACONS DE 2 ML A VIS COL ETROIT CLASSIQUES

Flacons Verre / Glass Vial



Référence	32008-1232	32008M-1232	32008-1232A	32008M-1232A	32008-1232E
Description	Fond Plat Transparent (modèle 2)	Fond Plat Ambré	Fond Plat Transparent avec Label de Marquage	Fond Plat Ambré avec Label de Marquage	Fond effilé (modèle 1)

Inserts Verre / Glass Insert



Référence	C4011-631	401BS-530	401-531	401-530	4000-530
Description	200µl fond plat	200µl avec ressort plastique	200µl sans ressort	100µl nécessitant un ressort métallique	Ressort Métallique

Description

Référence

Inserts Polypropylène / Polypropylene Insert

200µl avec ressort plastique (modèle 4)

401PBS-530

200µl sans ressort (modèle 5)

401P-530

Bouchons à Vis pour Flacon de 2 ml à Vis / Screw Caps

Noir percé à vis	5310-08
Rouge percé à vis	5310-08R
Bleu percé à vis	5310-08B
Vert percé à vis	5310-08G
Jaune percé à vis	5310-08Y
Blanc percé à vis	5310-08W
En polypropylène avec joint moulé	5320-08

Joint de Diam. 8 mm pour Flacon de 2 ml à Vis / Seals

Joint Téflon	601010-08
Joint Téflon avec fente centrale découpé	601080-08
Joint Butyl/PTFE	604040-08
Joint Silicone/PTFE avec fente centrale découpé	606570-08
Joint Silicone/PTFE	604550-08

Kits Flacon avec Joint Et Bouchon Préassemblés / Preassembled Screw Thread Vial Kits

Verre Transparent avec Bouchon et Joint PTFE	801010-1232
Verre Transparent avec Bouchon et Joint Silicone/PTFE	804550-1232
Verre Transparent avec Bouchon et Joint PTFE/Silicone/PTFE	804060-1232
Verre Ambré avec Bouchon et Joint PTFE	801010-1232A
Verre Ambré avec Bouchon et Joint Silicone/PTFE	804550-1232A
Verre Ambré avec Bouchon et Joint PTFE/Silicone/PTFE	804060-1232A

Accessoires / Accessories

Portoir 25 Positions	9601-12
----------------------	---------