

Une technologie qui protège votre santé

80% en moins d'émission de solvant


Avant



Après

Les sorties de solvant sont fixés par des écrous et férules

Bouchon étanche



Waste caps

Sécurise vos bidons et jerricans de solvants usagés grâce à un filtre à charbon actif éliminant ainsi 95% des émanations.

Healthy caps

- ✓ Evite la perte de solvant par évaporation
- ✓ Evite de modifier la proportion des mélanges de solvants par évaporation
- ✓ Evite la concentration de la phase mobile

