

SMART CAPS



UNE TECHNOLOGIE QUI PROTEGE VOTRE SANTE

80% d'émission de solvant en moins

Promotion Exceptionnelle

de 5 à 30 %

en fonction des quantités



SMART HEALTHY CAPS



SMART WASTE CAPS

Améliorez l'environnement de votre laboratoire HPLC et protégez votre santé :

1. Evite la perte de solvant par évaporation
2. Evite de modifier la proportion des mélanges de solvants par évaporation
3. Evite la contamination de la phase mobile

- Sécurise vos bidons et jerricans de solvants usagés grâce à un filtre à charbon actif éliminant ainsi 95% des émanations.

Les SMART Caps sont disponibles pour les Filetages :
RN 29/32, GL45, S51, S55, S60/61, S70/71, S90

Possibilité de fabrication sur mesure gratuite !



Pour plus d'information ou commande, contactez-nous directement par :

Tél. : 01.34.93.10.80
Fax : 01.34.93.45.67

117 Rue de Stalingrad
78800 – HOUILLES
FRANCE

www.aitfrance.fr
aitfrance@club-internet.fr